

GRANBERG 0022E

REF 210.0022E

EN: User Manual

NO: Brukerveiledning

SV: Bruksanvisning

DA: Brugervejledning

FI: Käyttöohje

ES: Manual del usuario



User Manual issue date: 25.11.2025

Head office: GRANBERG AS,
Bjoavegen 1442, 5584 Bjoa, Norway.
Phone: +47 53 77 53 00
E-mail: post@granberg.no

Swedish office: GRANBERG SVERIGE AB,
Schubergsvägen 20, 311 74 Falkenberg, Sweden.
Phone: +46 (0)346 124 25
E-mail: post@granberg-ab.se

GRANBERG®

granberggloves.com

GRANBERG 0022E

REF 210.0022E



Explanation of symbols and pictograms used

	Consult instructions for use		Corrugated cardboard
	Manufacturer		Non-corrugated cardboard
	Date of manufacture		Paper
	Expiry date		Low density polyethylene
	Lot number		Medical Device
	Fragile, handle with care		Unique Device Identifier
	Article number		
	Keep away from sunlight		
	Keep dry		
	Temperature limit		
	Non-sterile		
	Do not re-use		
	Suitable for contact with foodstuffs. Check the Food Declaration of Compliance.		

ENGLISH

210.0022E – GRANBERG SURGICAL DISPOSABLE FACE MASKS TYPE IIR

Description

Disposable surgical face masks Type IIR are made of non-woven polypropylene. Material in 3-layers with elastic loop for ears. The face masks are 100% latex free, >99% bacterial filtration efficiency.

The face masks are made of following material:

Outer layer: Polypropylene.

Second layer: Meltblown fabric.

Inner material: Polypropylene.

Ear loops: Polyurethane

Nose clip material: Polypropylene and steel.

Medical Device Regulation

This product is classified as a Class I medical device and meets the provisions of the Medical Device Regulation (EU) 2017/745. Non-sterile, single use.

Intended purpose: medical face masks are designed to prevent transmission of infective agents, blood and/or bodily fluids from the person wearing them (including but not limited to healthcare personnel and patients) onto others.

Performance

This product meets the requirements of the European Standard EN 14683:2025:

Surgical face masks, type IIR.

Test	Type I *	Type II	Type IIR
Bacterial filtration efficiency (BFE), (%)	≥ 95	≥ 98	≥ 98
Differential pressure (Pa)	≤ 200	≤ 200	≤ 300
Splash resistance pressure (kPa)	Not required	Not required	≥ 16,0
Microbial cleanliness (cfu/g)	≤ 30	≤ 30	≤ 30

* Type I medical face masks should only be used for patients and other persons to reduce the risk of spread of infections particularly in epidemic or pandemic situations. Type I masks are not intended for use by healthcare professionals in an operating room or in other medical settings with similar requirements.



Face masks comply with Regulation (EC) No. 1935/2004 and Regulation (EC) No. 2023/2006, and according to Commission Regulation (EU) No. 10/2011, they are suitable for handling all types of foods for short periods of time.

Material Performance

The performance of the face masks quoted above is based on laboratory data and may not reflect the actual duration of protection in the workplace due to other factors influencing the performance such as temperature, mechanical wear etc.

User guide

1. Wash your hands thoroughly before you put on the mask.
 2. Hold the mask by its edges in front of you, with the white side inwards and the nose clip upwards. Pull a rubber band behind each ear.
 3. Pinch and stroke your fingers along the nose clip a couple of times to form it according to the shape of your nose ridge, preventing air from entering between the mask and your nose.
 4. Pinch the nose clip while pulling the lower part of the face mask below your chin to achieve a better and tighter fit.
 5. Do not touch the mask while wearing it, and only hold it by the rubber bands when removing it. Discard the mask in a proper manner.
- Do not use the mask for more than 4 hours. Remove it if breathing becomes difficult, it becomes damp or the fit of the mask becomes loose.

Storage

This product should be stored in a dry, ventilated environment where the temperature is between -5°C to +30°C. Keep away from direct sunlight, fire and flammable substances. Preferably stored in original packaging.

The shelf life for products stored as recommended is mentioned on each package. Lifetime cannot be specified as it depends on its use. It is the responsibility of the user to determine whether the face mask is suitable for intended use.

Reporting of serious incidents

In case of any serious incident has occurred in relation to the device, please report to the manufacturer and the competent Authority.

Use limitations and Disposal

- The used raw materials are chosen to minimize the risk of allergy and hypersensitivity, but a guarantee for allergic reactions cannot be given. If any allergic reaction occurs, seek medical advice or visit a doctor immediately.
- EU Declaration of Conformity is accessible at www.granberg.no/catalog/210.0022E
- For single use only. Do not re-use.
- Before usage, inspect face mask for any defect or imperfections.
- Dispose according to hospital policy and local regulation.
- The manufacturer cannot be held responsible for improper use of the face mask.

NORSK

210.0022E – GRANBERG KIRURGISKE MUNNBIND TYPE IIR

Beskrivelse

Kirurgiske engangsmunnbind Type IIR er laget av non-woven polypropylen. Materiale i 3 lag med myk strikk for ørene. Munnbindene er 100% lateksfri, >99% filtrering av partikler.

Munnbindene er laget av følgende materiale:

Ytterlag materiale: Polypropylen.

Andre lags materiale: Smeltet stoff.

Innvendig materiale: Polypropylen.

Øreparti materiale: Polyuretan.

Neseklamme materiale: Polypropylen og jern.

Forskrift om medisinsk utstyr

Dette produktet er klassifisert som medisinsk utstyr i klasse I og oppfyller bestemmelsene i forordning (EU) 2017/745 om medisinsk utstyr. Ikke-steril, engangsbruk.

Tiltenkt formål: medisinske ansiktsmasker er utformet for å forhindre overføring av smittesoffer, blod og/eller kroppsvæsker fra personen som bærer dem (inkludert men ikke begrenset til helsepersonell og pasienter) til andre.

Ytelse

Dette produktet oppfyller kravene til den europeiske standard EN 14683:2025: Medisinske ansiktsmasker, type IIR.

Test	Type I *	Type II	Type IIR
Bacterial filtration efficiency (BFE), (%)	≥ 95	≥ 98	≥ 98
Differential pressure (Pa)	≤ 200	≤ 200	≤ 300
Splash resistance pressure (kPa)	Not required	Not required	≥ 16,0
Microbial cleanliness (cfu/g)	≤ 30	≤ 30	≤ 30

* Type I medical face masks should only be used for patients and other persons to reduce the risk of spread of infections particularly in epidemic or pandemic situations. Type I masks are not intended for use by healthcare professionals in an operating room or in other medical settings with similar requirements.



Munnbindene i samsvar med forordning (EC) No. 1935/2004 og forordning (EC) No. 2023/2006 og i henhold til kommisjonsforordning (EU) nr. 10/2011 egnet for håndtering av alle typer matvarer i en kort periode.

Materialytelse

Munnbindets ytelse angitt ovenfor er basert på laboratoriedata og gjenspeiler ikke den faktiske beskyttelse i arbeidssituasjonen på grunn av andre faktorer som påvirker ytelsesevnen, slik som temperatur, mekanisk slitasje m.m.

Bruksanvisning

1. Vask hendene grundig før du tar på deg munnbindet.
 2. Hold munnbindet i kantene foran deg, med den hvite siden innover og neseklammen oppover. Dra en gummi strikk bak hvert øre.
 3. Klem og stryk fingrene langs neseklammen et par ganger for å forme den til neseryggen din, for å forhindre at luft kommer inn mellom munnbindet og nesen din.
 4. Klem neseklammen mens du trekker den nedre delen av munnbindet under haken din for å oppnå en bedre og strammere passform.
 5. Ikke berør munnbindet mens du bruker det, og hold bare i gummi strikkene når du fjerner det. Kast munnbindet på riktig måte.
- Ikke bruk munnbindet i mer enn 4 timer. Fjern munnbindet hvis det blir vanskelig å puste, det blir fuktig eller munnbindet blir løst.

Lagring

Dette produktet bør oppbevares i et tørt, ventilert miljø hvor temperaturen er mellom -5°C til +30°C. Må holdes unna direkte sollys, brann og brennbare stoffer. Oppbevares helst i originalemballasje.

Holdbarheten for produkter lagret som anbefalt er angitt på hver pakke. Levetid kan ikke spesifiseres på den avhengig av bruken. Det er brukers ansvar å fastslå om munnbindene er egnet for tiltenkt bruk.

Rapportering av alvorlige hendelser

I tilfelle en alvorlig hendelse har oppstått i forbindelse med enheten, vennligst rapporter til produsenten og de ansvarlige myndigheter.

Bruksbegrensninger og avskaffelse

- De brukte råvarene er valgt for å minimere risikoen for allergi og overfølsomhet, men en garanti for å ikke få allergiske reaksjoner kan ikke gis. Hvis en allergisk reaksjon inntreffer må medisinsk rådgiver/lege konsulteres umiddelbart.
- EU-deklarasjon for produktet er tilgjengelig via www.granberg.no/catalog/210.0022E
- Engangsbruk. Ikke bruk om igjen.
- Undersøk munnbind for defekter og skader før bruk. Skadde, slitte, brukte eller munnbind gått ut på dato skal ikke brukes.
- Kastes i henhold til sykehusets rutiner og lokale forskrifter.
- Produsenten påtar seg ikke ansvar for feilaktig bruk av munnbind.

210.0022E – GRANBERG KIRURGISKA MUNSKEYDD TYP IIR**Beskrivning**

Typ IIR engångsmunskydd tillverkade av non-woven polypropen. Material i tre skikt med elastiskt band för öronen. Latexfri. >99% bakterieell partikelfiltrering.

Munskydden är tillverkade av följande material:

Ytmaterial: Polypropylen.

Mellanlager: Smält tyg.

Innerelement: Polypropylen.

Öronöglor: Polyuretatan.

Näsklämma: Polypropylen och stål.

Förordning om medicintekniska produkter

Denna produkt är klassificerad under Medicinsk Utrustning klass I och uppfyller bestämmelser i Förordning om medicintekniska produkter 2017/745. Ikke-sterila, engångs användning.

Avsedd användning: medicinska munskydd är utformade för att förhindra överföring av smittämnen, blod och vätskor från personen som bär det (inklusive vårdpersonal och patienter) gentemot andra.

Prestanda

Denna produkt uppfyller kraven för den Europeiska standarden EN 14683:2025: Kirurgiska munskydd typ IIR.

Test	Type I *	Type II	Type IIR
Bacterial filtration efficiency (BFE), (%)	≥ 95	≥ 98	≥ 98
Differential pressure (Pa)	≤ 200	≤ 200	≤ 300
Splash resistance pressure (kPa)	Not required	Not required	≥ 16,0
Microbial cleanliness (cfu/g)	≤ 30	≤ 30	≤ 30

* Type I medical face masks should only be used for patients and other persons to reduce the risk of spread of infections particularly in epidemic or pandemic situations. Type I masks are not intended for use by healthcare professionals in an operating room or in other medical settings with similar requirements.

 Munskydden överensstämmer med förordning (EG) nr 1935/2004 och förordning (EG) nr 2023/2006 och enligt kommissionens förordning (EU) nr 10/2011 lämpliga för hantering av alla typer av livsmedel under kort tid.

Materialalets prestanda

Munskyddens prestanda angivet ovan är baserade på laboratorietester och återspjelar inte det faktiska skydd i arbetsituationen då faktorer som temperatur, slitage etc. kan påverka.

Bruksanvisning

1. Tvätta händerna noggrant innan du tar på munskyddet.
2. Ta lag i resårbanden och placera munskyddet med den vita sidan inåt över näsa och mun och näsklämman uppåt. Trä resårbanden bakom vardera öra.
3. Kläm och tryck med fingrarna över näsklämman ett par gånger för att säkerställa att munskyddet sluter tätt kring näsan.
4. Tryck över näsklämman samtidigt som du drar ner munskyddet över hakan för att åstadkomma bättre och tigthare passform.
5. Rör inte munskyddet när du bär det. Vid borttagning: Ta endast i resårbanden bakom öronen, ta inte i själva munskyddet. Munskyddet kasseras på lämpligt ställe. Använd ej munskyddet i mer än 4 timmar. Avlägsna skyddet om det är svårt att andas eller om munskyddet blir fuktigt eller tappat passformen.

Förvaring

Produkten ska förvaras i en torr, ventilerad miljö i en temperatur mellan -5°C - +30°C. Undvik direkt solljus, eld och brandfarliga ämnen. Förvaras i originalförpackning.

Hållbarhetstiden för produkter som förvaras enligt rekommendation står angivet på förpackningen. Livslängd kan inte specificeras då det beror på användning. Det är användarens ansvar att avgöra om munskyddet är lämpligt för användning.

Rapportering av allvarliga incidenter

Om någon allvarlig incident har inträffat, som orsakats av produkten, vänligen rapportera till tillverkaren och aktuell myndighet.

Användarbegränsningar och avfall

- Materialet är valt för att minimera risken för allergi och överkänslighet men inga garantier kan ges för att en allergisk reaktion kan uppstå. Om en allergisk reaktion uppstår, sök medicinsk vård omedelbart. EU deklARATION OM ÖVERENSSTÄMMELSE finns att tillgå på www.granberg.no/catalog/210.0022E
- För engångsbruk. Ska ej återanvändas.
- Kontrollera munskyddet före användning för att säkerställa att det är helt och inga skador finns.
- Avfallsantering enligt sjukhuspolicy och lokal lagstiftning.
- Producenten kan inte hållas ansvarig för felaktig användning av munskydd.

210.0022E – GRANBERG KIRURGISKE ENGANGSMASKER MASKER TYPE IIR**Beskrivelse**

Kirurgiske engangsmasker Type IIR er lavet af non-woven polypropylen. Trelagsmateriale med øreelastik. Maskerne er 100 % latexfri. Bakteriell filtrationseffektivitet på >99 %.

Maskerne er lavet af følgende materialer:

Yderste lag: Polypropylen.

Midterste lag: Smelteløst stof.

Inderste lag: Polypropylen.

Øreelastikker: Polyurethan.

Næseklæmmematerialer: Polypropylen og stål.

Medicinsk udstyr

Denne produkt er klassificeret som et medicinsk udstyr i klasse I og opfylder bestemmelserne i forordningen om medicinsk udstyr (EU) 2017/745. Ikke-steril, engangsb brug.

Anvendelsesformål: Medicinske ansigtsmasker er designet til at forhindre overførsel af smitsomme stoffer, blod og/eller kropsvæsker fra den person, der bærer det (inklusive sundhedspersonale og patienter) til andre.


Ydeevne

Denne produkt opfylder kravene i den europæiske standard DS/EN 14683:2025:

Operationsmasker, type IIR.

Test	Type I *	Type II	Type IIR
Bacterial filtration efficiency (BFE), (%)	≥ 95	≥ 98	≥ 98
Differential pressure (Pa)	≤ 200	≤ 200	≤ 300
Splash resistance pressure (kPa)	Not required	Not required	≥ 16,0
Microbial cleanliness (cfu/g)	≤ 30	≤ 30	≤ 30

* Type I medical face masks should only be used for patients and other persons to reduce the risk of spread of infections particularly in epidemic or pandemic situations. Type I masks are not intended for use by healthcare professionals in an operating room or in other medical settings with similar requirements.

 Maskerne er i overensstemmelse med forordning (EF) 1935/2004 og forordning (EF) 2023/2006 og i henhold til EU-regulativ 10/2011 de velegnede til håndtering af alle typer mad i kort tid.

Materialalets ydeevne

Ydeevnen for de ovennævnte masker er baseret på laboratoriedata og afspejler muligvis ikke den faktiske varighed af beskyttelsen på arbejdspladsen på grund af faktorer, der påvirker ydeevnen, f.eks. temperatur, mekanisk slid mv.

Bruksanvisning

1. Vask hænderne, før du tager masken ud af emballagen, og kontroller, at masken er intakt.
2. Tag fat om øreelastikkerne, og anbring mundbindet med den hvide side inad og mund og næsklämman opad. Sæt øreelastikkerne bagom ørene.
3. Sæt øreelastikkerne omkring ørene, og træk maskens overkant op over næseryggen og underkanten ned under nægen.
4. Tryk masken til over næseryggen, så den slutter tæt mod huden.
5. Sørg for, at maskens sider slutter tæt til huden hele vejen rundt.
6. Når du tager masken af: Fjern masken ved kun at tage fat om øreelastikkerne og ikke om selve masken. Mundbindet smides derefter ud.
7. Åb ikke mundbindet i mere end 4 timer. Udskift masken med det samme, hvis du har svært ved at trække vejret, hvis den er beskadiget, eller hvis den ikke slutter tæt.

Opbevaring

Maskerne skal opbevares på et tørt og rent sted med en temperatur på mellem -5 °C og +30 °C. Holdes væk fra direkte sollys, ild og brændbare stoffer. De skal helst opbevares i den originale emballage og på et tørt sted.

Holdbarheden for produkter, der opbevares som anbefalet, er angivet på hver pakke. Leveliden kan ikke angives, da den afhænger af anvendelsen. Det er brugerens ansvar at afgøre, om masken er egnet til den tilsligede anvendelse.

Rapportering af alvorlige hændelser

I tilfælde en alvorlig hændelse har opstået i forbindelse med enheden, vennligst rapporter til fabrikanten og den kompetente myndighed.

Begrænsninger for brug og bortskaffelse

- De anvendte råmaterialer er valgt for at minimere risikoen for allergi og overfølsomhed, men der kan ikke gives garanti for allergiske reaktioner. Hvis der opstår en allergisk reaktion, skal du straks søge lægelig rådgivning eller opsøge en læge.
- EF-overensstemmelsesmærket findes på www.granberg.no/catalog/210.0022E
- Kun til engangsbrug. Må ikke genbruges.
- Kontroller masken for fejl eller mangler, før du tager den i brug.
- Skal bortskaffes i henhold til hospitalets politik og lokale bestemmelser.
- Producenten kan ikke holdes ansvarlig for forkert brug af masken.

210.0022E – GRANBERGIN KERTAKÄYTTÖISET KIRURGISET HENGITYSSUOJAIMET, TYYPPI IIR**Kuvaus**

Kertakäyttöiset kirurgiset tyypin IIR hengityssuojaimet ovat polypropeeni-kuitukangasta. Koskikerroksien materiaali, korvien taakse kiinnitettävät kuminauhat. Hengityssuojain on 100-prosenttisesti latexiton. Baktereerien suodatustehokkuus >99 %.

Hengityssuojaimet on valmistettu seuraavista materiaaleista:

Uloin kerros: Polypropeeni.

Keskikerros: Sulapuhaltamalla valmistettu kuitukangas.

Sisän kerros: Polypropeeni.

Nenälenkit: Polyuretaani.

Nenäkäppäalteen materiaali: Polypropeeni ja teräs.

Lääkinnällisiä laitteita koskeva asetus

Tämä tuote on luokiteltu luokan I lääkinnälliseksi laitteeksi, ja se täyttää lääkinnällisiä laitteita koskevan asetuksen (EU) 2017/745. Ei-steriili, kertakäyttöinen.


Käyttötarkoitus: suu-nenäsuojukset on tarkoitettu estämään taudinaiheuttajien, veren ja/tai ruumiinesteiden siirtymien suu-nenäsuojuksen käyttäjältä (mukaan lukien terveydenhuollon ammattilaisilta ja potilailta) muihin ihmisiin.

Suorituskyky

Tuote täyttää eurooppalaisen standardin EN 14683:2025 vaatimukset, jotka koskevat kirurgisia hengityssuojaimia, tyyppi IIR.

Test	Type I *	Type II	Type IIR
Bacterial filtration efficiency (BFE), (%)	≥ 95	≥ 98	≥ 98
Differential pressure (Pa)	≤ 200	≤ 200	≤ 300
Splash resistance pressure (kPa)	Not required	Not required	≥ 16,0
Microbial cleanliness (cfu/g)	≤ 30	≤ 30	≤ 30

* Type I medical face masks should only be used for patients and other persons to reduce the risk of spread of infections particularly in epidemic or pandemic situations. Type I masks are not intended for use by healthcare professionals in an operating room or in other medical settings with similar requirements.

 Hengityssuojaimet täyttävät Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1935/2004 ja setuksen (EY) N:o 2023/2006 vaatimukset, ja Euroopan komission asetuksen (EU) N:o 10/2011 mukaisesti ne soveltuvat lyhytaikaiseen kosketukseen kaikenlaisten elintarvikkeiden kanssa.

Materiaalin suojausominaisuudet

Edellä mainitut hengityssuojainten ominaisuusiedot perustuvat laboratoriotesteihin eivätkä ehkä vastaa todellista käyttöä, sillä suojausominaisuuksiin vaikuttavat esimerkiksi työpaikan lämpötila ja mekaaninen kulutus.

Käyttöohje

1. Pese kädet huolellisesti ennen hengityssuojaimen pukemista.
2. Tartu suojaimen reunoihin niin, että suojaimen valkoinen puoli on kasvoihin päin ja nenäkäppäale ylöspäin. Vedä korvalenkit korvien taakse.
3. Muotoile nipistämällä nenäkäppäle kohdalleen nenänvarren päälle niin, että suojain istuu tiivisti eikä suojaimen reunan ja nenän välillä jää ilmaraikoa.
4. Nipistä nenäkäppäalteen paikalleen toisella kädellä ja vedä toisella suojaimen atareuna leuan alle, jotta suojain olisi kasvoilla mahdollisimman tiivisti.
5. Älä koskettele kasvoilla olevaa suojainta, ja riisu suojain tarttumalla vain korvalenkitteihin. Hävitä käytetty suojain asianmukaisesti.
- Älä käytä hengityssuojainta yli neljästä tunnista. Riisu suojain, jos hengittäminen vaikeutuu, suojain kostuu tai suojaimen istuvuus heikentyy.

Varoitus

Tuote on säilytettävä kuivassa ja hyvin ilmastoidussa tilassa, jonka lämpötila on -5°C -+30°C. Vajeltava suoralla auringonvalolla, tulleita ja syttyviä aineilla. Suositellaan säilytettäväksi alkuperäispakkauksessa.

Kussakin pakkauksessa ilmoitetaan ohjeiden mukaisesti säilytettävien tuotteiden hyllyikä. Tuotteen käyttöikään vaikuttaa sen käyttö, joten ikää ei voida määrittää. On käyttäjän vastuulla määrittää, sopiiko hengityssuojain aiotuun käytötarkoitukseen.

Vakavista vaaratilanteista raportointi

Raportoi mahdollisista laitteeseen liittyvistä vakavista vaaratilanteista valmistajalle ja toimivaltaiselle viranomaiselle.

Käyttörajoitukset ja hävittäminen

- Valmistusmateriaalilla on valittu niin, että allergia- ja yllerkhyssuoroireiden vaara on minimoitu, mutta ei voida taata, etteivät allergisia reaktioita voisi ilmetä. Jos yllerkhyssuoroireita ilmestyy, keskeytä välittömästi lääkityksesi.
- EU-vaatimustenmukaisuusvaakutus on saatavilla osoitteessa www.granberg.no/catalog/210.0022E
- Vain kertakäyttöön. Älä käytä uudelleen.
- Tarkista hengityssuojain ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden ja poikkeamien varalla.
- Hävitä organisaation käytäntöjen ja paikallisten määräysten mukaisesti.
- Valmistajaa ei voida vaatia vastuuseen hengityssuojaimen vääränlaisesta käytöstä.

210.0022E - GRANBERG MASCARILLAS QUIRÚRGICAS DESECHABLES. Tipo IIR**Descripción**

Mascarillas quirúrgicas desechables tipo IIR fabricada en polipropileno no tejido/soplado en fusión. Material en 3 capas con gomas para sujeción a las orejas. Las mascarillas faciales son 100% libres de látex. > 99% de eficiencia de filtración bacteriana.

Las máscaras faciales están hechas del siguiente material:

Capa exterior: polipropileno.

Segunda capa: tela fundida por soplado

Material interior: polipropileno.

Gomas: poliuretano.

Material del clip de nariz: polipropileno y acero.

Regulación de dispositivos médicos

Este producto está clasificado como dispositivo médico de Clase I y cumple con las disposiciones del Reglamento de dispositivos médicos (UE) 2017/745. No estéril, de un solo uso.


Uso previsto: las mascarillas médicas están diseñadas para evitar la transmisión de agentes infecciosos, sangre y/o fluidos corporales de la persona que las usa (incluido el personal sanitario y los pacientes) a otras personas.

Rendimiento

Este producto cumple con los requisitos de la Norma Europea EN 14683:2025: Mascarillas quirúrgicas, tipo IIR.

Test	Type I *	Type II	Type IIR
Bacterial filtration efficiency (BFE), (%)	≥ 95	≥ 98	≥ 98
Differential pressure (Pa)	≤ 200	≤ 200	≤ 300
Splash resistance pressure (kPa)	Not required	Not required	≥ 16,0
Microbial cleanliness (cfu/g)	≤ 30	≤ 30	≤ 30

* Type I medical face masks should only be used for patients and other persons to reduce the risk of spread of infections particularly in epidemic or pandemic situations. Type I masks are not intended for use by healthcare professionals in an operating room or in other medical settings with similar requirements.

 Máscaras faciales en cumplimiento del Reglamento (CE) Nº 1935/2004 y Reglamento (CE) Nº 2023/2006 y según el Reglamento de la Comisión (UE) Nº 10/2011 aptos para la manipulación de todo tipo de alimentos durante periodos cortos de tiempo.

Rendimiento del material

El rendimiento de las máscaras faciales citadas anteriormente se basa en datos de laboratorio y es posible que no refleje la duración real de la protección en el lugar de trabajo debido a otros factores que influyen en el rendimiento, como la temperatura, el desgaste mecánico, etc.

Guía del usuario

1. Lávese bien las manos antes de ponerse la mascarilla.
2. Sostenga la máscara por los bordes frente a usted, con el lado blanco hacia adentro y la pinza nasal hacia arriba. Ponga una banda de goma detrás de cada oreja.
3. Pliézquese y pase los dedos a lo largo del clip nasal para un par de veces para ajustarlo a la forma del borde de la nariz, evitando que entre aire entre la máscara y la nariz.
4. Apriete la pinza nasal mientras tira de la parte inferior de la mascarilla debajo de la barbilla para lograr un ajuste mejor y más ajustado.
5. No toque la mascarilla mientras la usa, y sosténgala únicamente por las bandas elásticas cuando se la quite. Deseche la mascarilla de manera adecuada. No use la mascarilla por más de 4 horas. Quitársela si la respiración se vuelve difícil, se humedece o el ajuste de la máscara se afloja.

Almacenamiento

Este producto debe almacenarse en un ambiente seco y ventilado donde la temperatura esté entre -5 °C y +30 °C. Mantener alejado de la luz solar directa, fuego y sustancias inflamables. Preferiblemente almacenado en su empaque original. La vida útil de los productos almacenados según las recomendaciones se menciona en cada paquete. La vida útil no se puede especificar ya que depende de su uso. Es responsabilidad del usuario determinar si la mascarilla es adecuada para el uso previsto.

Comunicación de incidentes graves

En caso de que se haya producido algún incidente grave en relación con el dispositivo, informe al fabricante y a la Autoridad competente.

Limitaciones de uso y eliminación

- Las materias primas utilizadas se eligen para minimizar el riesgo de alergia e hipersensibilidad, pero no se puede dar una garantía de reacciones alérgicas. Si ocurre alguna reacción alérgica, busque atención médica o visite a un médico inmediatamente. La Declaración de conformidad de la UE está disponible en www.granberg.no/catalog/210.0022E
- Para un solo uso. No reutilizar.
- Antes de su uso, inspeccione la mascarilla en busca de defectos o imperfecciones.
- Desechar de acuerdo con la política del hospital y la normativa local.
- El fabricante no se hace responsable del uso inadecuado de la mascarilla.