



Instructions for Use—English



Model 1000USB-C USB Interface Adapter

Indications for Use

Nonin's 1000USB-C interface adapter is designed for connecting Nonin handheld pulse oximeter to a Continua-compatible Application Hosting Device (AHD) or personal computer (PC). Data is transferred between the pulse oximeter and the Continua AHD or PC when you use this product with a Continua Certified™ AHD or PC that supports the ISO/IEE 11073-10404:2010 (Device Specialization-Pulse Oximeter).

Warnings

- Setup of the device should be done in the order listed below to prevent the risk of shock to patient/operator.
- The operator shall not touch the patient and the accessible pins on the accessory simultaneously to prevent the risk of shock to patient/operator.
- Accessory equipment connected to the analog and digital interfaces must be in compliance with the respective nationally harmonized IEC standards (i.e., IEC 60950 for data processing equipment, IEC 61010-1 for laboratory equipment, and IEC 60601-1 for medical equipment).
- To prevent improper performance and/or patient injury, verify compatibility of the monitor, sensor(s), and accessories before use.
- To avoid patient injury, use only Nonin-branded accessories.

Note: Refer to Nonin's handheld pulse oximeter operator's manuals for additional contraindications, warnings, and cautions.

Notes:


- The 1000USB-C interface adapter is designed for use with all Nonin handheld pulse oximeters.
- The 1000USB-C interface adapter may be used for real-time data collection only. The Nonin memory playback feature is not supported at this time.
- The Application Hosting Device (AHD) or PC, AHD application, and corresponding USB Personal Health Device Class (PHDC) host driver are the responsibility of the AHD vendor. Contact the AHD vendor for product support on these items.
- This device does not indicate connection problems associated with the Continua AHD or PC.
- Users and/or patients should report adverse events involving their Nonin device to Nonin Medical, Inc. and the competent authority of the EU Member State in which the user and/or patient is established, if applicable.
- The device's expected service life is 1 year.

Symbols:

Symbol	Definition of Symbol
	Consult Instructions for Use.
	Follow Instructions for Use.
	CE Marking indicating conformance to EC Directive No. 93/42/EEC concerning medical devices.
	Type BF Applied Part
	Indicates separate collection for electrical and electronic equipment (WEEE).
	Protected against vertically falling water drops when enclosure is tilted up to 15 degrees and ingress of solid foreign objects greater than or equal to 2.5 mm (0.1 in.) in diameter per IEC 60529.
	Continua Certified™ signifies that this product has been tested and proven to be interoperable with other products that carry the "Continua Certified" symbol.
	USB Connector Port
	Medical Device
	Importer
	Unique Device Identifier
	Country of Manufacture
	Manufacturer
	Date of Manufacture
	Lot Number
	Serial Number
	Quantity
	Catalogue Number
	Authorized Representative in the European Community
	Handle with care
	Keep dry
	Storage/Shipping Temperature Range

Setup:

- Follow the instructions provided by your Continua AHD vendor to set up your Continua AHD or PC.
- Connect the sensor connector of the pulse oximeter to the "Oximeter" adapter port (1).
- Connect the sensor to the "Sensor" adapter port (2).
- Connect the "→←" adapter port (3) to the USB port on your Continua AHD or PC.
- Follow the instructions provided by your Continua AHD vendor for collecting data from a Continua Certified™ pulse oximeter.



Connecting the Device into a Medical System

Incorporating the device into a medical system requires the integrator to identify, analyze, and evaluate the risks to patient, operators, and third parties. Subsequent changes to the medical system after device integration could introduce new risks and will require additional analysis. Changes to the medical system that must be evaluated include:

- Changing the system configuration
- Adding devices to or disconnecting devices from the system
- Updating or upgrading equipment connected to the system

Issues resulting from user-initiated system changes may include corruption or loss of data.

NOTES:

- When using the serial port to connect the device to other equipment, follow the manufacturer's clearing instructions.
- Verify all equipment connected to the device is suitable for the patient's environment.

Care and Maintenance

Wipe the device with a soft cloth dampened with a mild detergent or 10% bleach solution. Do not use undiluted bleach or any cleaning solution other than those recommended here, as permanent damage could result. Dry with a soft cloth or allow to air dry.

Specifications

Temperature:
Operating: -20 °C to 50 °C (-4 °F to 122 °F)
Storage/Transportation: -40 °C to 70 °C (-40 °F to 158 °F)
Humidity:
Operating: 10% to 90% non-condensing
Storage/Transportation: 10% to 95% non-condensing
This product complies with ISO 10993-1, Evaluation Biological of Medical Devices Part 1: Evaluation and Testing.

Warranty

90 days from the date of delivery.
www.nonin.com/warranty

Mode d'emploi—Français

Adaptateur d'interface USB modèle 1000USB-C

Indications

L'adaptateur d'interface 1000USB-C de Nonin permet de brancher les oxymètres Nonin sur un périphérique d'hébergement d'application (AHD) conforme à Continua ou sur un ordinateur personnel (PC). Les données sont transférées de l'oxymètre de pouls à l'AHD Continua ou au PC lorsque ce produit est utilisé avec un AHD Continua Certified™ ou un PC qui prend en charge l'ISO/IEE 11073-10404:2010 (Spécialisation de Spécialization-Oxymètre de pouls).

Avertissements

- L'installation du dispositif doit se faire dans l'ordre indiqué plus bas pour éviter tout risque d'électrocution pour le patient et l'opérateur.
- L'opérateur ne devra pas toucher simultanément le patient et les broches accessibles sur l'accessoire pour éviter tout risque d'électrocution pour le patient et l'opérateur.
- Les accessoires branchés sur les interfaces analogiques et numériques doivent être conformes aux normes CEN internationalement harmonisées respectives (CEI 60950 pour des équipements de traitement des données, CEI 61010-1 pour matériel de laboratoire et CEI 60601-1 pour appareils médicaux).
- Pour éviter de compromettre la performance et/ou de blesser le patient, vérifiez la compatibilité du moniteur, des capteurs et des accessoires avant usage.
- Pour éviter de blesser le patient, utilisez seulement des accessoires de la marque Nonin.

Remarque : Pour des contre-indications, mises en garde et avertissements supplémentaires, reportez-vous au manuel d'utilisation de l'oxymètre de pouls manuel de Nonin.

Remarques :

- L'adaptateur d'interface 1000USB-C a été conçu pour une utilisation avec tous les oxymètres de pouls manuels de Nonin.
- L'adaptateur d'interface 1000USB-C peut être utilisé pour la collecte de données en temps réel seulement. La fonction de lecture de données Nonin n'est pas pour l'instant sans prise en charge.
- Le périphérique d'hébergement d'application (AHD) ou le PC, l'application AHD et le pilote de l'Host USB Personal Health Device Class (PHDC) correspondant sont la responsabilité du fournisseur de l'AHD. Pour des renseignements sur la prise en charge de ces produits, contactez le fournisseur de l'AHD.
- Ce périphérique n'indique pas les problèmes de connexion associés à l'AHD Continua ou au PC.
- Les utilisateurs et/ou les patients doivent signaler les événements indésirables impliquant leur appareil Nonin à Nonin Medical, Inc. et à l'autorité compétente de l'État membre de l'UE dans lequel l'utilisateur ou le patient est établi, le cas échéant.
- La durée de service prévue de l'appareil est de 1 an.

Symbols :

Symbole	Définition du symbole
	Consulter le mode d'emploi.
	Suivre le mode d'emploi.
	Label CE indiquant la conformité à toutes les directives en vigueur, y compris la directive n° 93/42/CEE de l'Union Européenne relative aux appareils médicaux.
	Composant appliqué Type BF
	Indique une collecte séparée pour les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).
	Protégé contre la chute verticale de gouttes d'eau lorsque le boîtier est incliné à 15 degrés maximum et contre l'entrée d'objets étrangers solides d'un diamètre supérieur ou égal à 2,5 mm conformément à CEI 60529.
	Continua Certified™ signifie que, suite à des tests, ce produit a été avéré utilisable avec d'autres produits portant le symbole « Continua Certified ».
	Port USB
	Dispositif médical
	Importateur
	Identificateur unique de l'appareil
	Pays de fabrication
	Fabricant
	Date de fabrication
	Numéro de lot
	Numéro de série
	Quantité
	Référence de catalogue
	Représentant agréé dans l'Union européenne.
	Manipuler avec précaution
	Maintenir au sec
	Plage de températures de stockage/expédition

Installation :

- Suivez les instructions fournies par le fournisseur de l'AHD Continua pour configurer l'AHD Continua ou le PC.
- Connectez le connecteur de capteur de l'oxymètre de pouls sur le port « Oximètre » de l'adaptateur (1).
- Connectez le capteur sur le port « Sensor » de l'adaptateur (2).
- Connectez le port « →← » de l'adaptateur (3) sur le port USB de l'AHD Continua ou le PC.
- Suivez les instructions du fournisseur de l'AHD Continua pour la collecte de données à partir d'un oxymètre de pouls Continua Certified™.

Le voyant de l'appareil clignote en vert jusqu'à installation et chargement du pilote PHDC approprié sur l'AHD Continua ou le PC. Une fois les pilotes PHDC appropriés chargés et l'appareil prêt à transférer les données, le voyant s'allume en continu et reste vert.

Connexion de l'appareil à un système médical

L'incorporation de l'appareil à un système médical exige que l'intégrateur identifie, analyse et évalue les risques pour le patient, les opérateurs et les tiers parties. Des modifications du système médical après l'intégration de l'appareil peuvent présenter de nouveaux risques et devront faire l'objet d'une analyse supplémentaire. Les modifications du système médical qui doivent être évaluées incluent :

- La modification de la configuration système
- L'ajout d'appareils ou la connexion d'appareils du système
- La mise à jour ou à niveau d'équipements connectés au système

Les problèmes résultant de modifications apportées au système par l'utilisateur peuvent inclure la corruption ou la perte de données.

REMARQUES:

- Lorsque vous utilisez le port série pour connecter l'appareil à un autre équipement, suivez les instructions de nettoyage de chaque appareil.
- Assurez-vous que tout équipement connecté à l'appareil est adapté à l'environnement du patient.

Entretien et maintenance

Passer sur l'appareil un chiffon doux humecté avec un détergent doux ou une solution d'eau de Javel à 10 %. N'utilisez pas d'eau de Javel non diluée ou une solution de nettoyage non recommandée ou sans paine de rinçages irréversibles. Essayez avec un chiffon doux ou laissez sécher à l'air.

Caractéristiques techniques

Température:
Fonctionnement: -20 à 50 °C
Stockage/transport: -40 °C à 70 °C (-40 °F à 158 °F)
Humidité:
Fonctionnement: 10 à 90 %, sans condensation
Stockage/transport: 10 à 95 %, sans condensation
Ce produit est conforme à la norme ISO 10993-1, Evaluation biologique des dispositifs médicaux – Partie 1: Evaluation et essais.

Garantie

90 jours à partir de la date de livraison.
www.nonin.com/warranty

Gebrauchsanleitung—Deutsch

Modell 1000USB-C USB-Adapter

Verwendungszweck

Nonins 1000USB-C-Adapter dient zum Anschließen der Nonin Hand-Pulsometer an ein Continua-Konformes Application Hosting Device (AHD) oder an einen Computer (PC). Die Daten werden zwischen dem Pulsometer und dem Continua-AHD oder PC übertragen, wenn dieses Produkt mit einem Continua Certified™ AHD oder PC verwendet wird, der die ISO/IEE 11073-10404:2010 Norm (Gerätekategorie - Pulsometer) unterstützt.

Warnhinweise

- Die Einrichtung des Gerätes sollte in der unten aufgeführten Reihenfolge durchgeführt werden, um die Gefahr eines Stromschlags für den Patienten/Bediener zu vermeiden.
- Der Benutzer darf den Patienten und die zugänglichen Stifte am Zusatzgerät nicht gleichzeitig berühren, um die Gefahr eines Stromschlags für den Patienten/Bediener zu vermeiden.
- An den analogen und digitalen Schnittstellen angeschlossene Zusatzgeräte müssen die entsprechenden international harmonisierten IEC-Normen (IEC 60950 für Datenverarbeitungsgeräte, IEC 61010-1 für Laborgeräte und IEC 60601-1 für medizinische Geräte) erfüllen.
- Um eine unsachgemäße Leistung und/oder eine Verletzung des Patienten zu vermeiden, muss vor der Verwendung die Kompatibilität zwischen Monitor, Sensor(en) und Zubehör sichergestellt werden.
- Um Verletzungen des Patienten zu vermeiden, nur Zubehör der Marke Nonin verwenden.

Hinweis: Zusätzliche Kontraindikationen, Warn- und Vorichtshinweise sind in der Bedienungsanleitung zum Hand-Pulsometer von Nonin aufgeführt.

Hinweise:

- Der 1000USB-C Adapter ist für die Verwendung mit allen Hand-Pulsometern von Nonin konzipiert.
- Der 1000USB-C Adapter kann nur für die Echtzeitdatenerfassung verwendet werden. Die Nonin Speicherwiedergabe Funktion wird derzeit nicht unterstützt.
- Der AHD-Händler ist zuständig für das Application Hosting Device (AHD) oder den PC, die AHD-Anwendung und die entsprechenden USB Personal Health Device Class (PHDC) Host-Treiber. Für diesbezüglichen Produktsupport wenden Sie sich bitte an den AHD-Händler.
- Dieses Gerät meldet keine Verbindungsprobleme, die in Verbindung mit dem Continua AHD oder PC auftreten.
- Anwender und/oder Patienten sollten unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit ihrem Nonin Gerät an Nonin Medical, Inc. und ggf. an die zuständige Behörde des EU-Mitgliedsstaates melden, in dem der Anwender und/oder Patient ansässig ist.
- Die zu erwartende Lebenszeit des Geräts beträgt 1 Jahr.

Symbols:

Symbol	Bedeutung des Symbols
	Gebrauchsanleitung konsultieren.
	Gebrauchsanweisung beachten.
	CE-Zeichen zeigt Konformität mit allen anwendbaren Richtlinien, einschließlich der EG-Richtlinie Nr. 93/42/EWG für medizinisch-technische Geräte an.
	Anwendungstyp vom Typ BF
	Weist darauf hin, dass elektrische und elektronische Abfälle (WEEE) separat entsorgt werden müssen.
	Das Gehäuse ist bei einer Neigung von bis zu 15 Grad gegen senkrecht fallende Wassertropfen und gegen das Eindringen von festen Fremdkörpern mit einem Durchmesser von größer oder gleich 2,5 mm geschützt (IEC 60529).
	Continua Certified™ bestätigt, dass dieses Produkt geprüft wurde und mit anderen Produkten, die das Continua Zertifizierungszeichen tragen, kompatibel ist.
	USB-Anschlussbuchse
	Medizinprodukt
	Importeur
	Geräteidentifizierungsnummer
	Herstellungsland
	Hersteller
	Herstellungsdatum
	Chargen-Nummer
	Seriennummer
	Menge
	Katalognummer
	Autorisierte EU-Vertretung.
	Vorsichtig handhaben
	Vor Nässe schützen
	Lager-/Transporttemperaturbereich

Einrichten:

- Zum Einrichten des Continua AHD oder PC die Anweisungen des Continua AHD-Händlers befolgen.
- Den Sensoranschluss des Pulsometers an die „Oximeter“-Adapterbuchse (1) anschließen.
- Den Sensor an die „Sensor“-Adapterbuchse (2) anschließen.
- Die „→←“-Adapterbuchse (3) in einen USB-Anschluss des Continua AHD oder Computers stecken.
- Zur Erfassung der Daten eines Continua Certified™ Pulsometers die Anweisungen des Continua AHD-Händlers befolgen.

Die LED-Anzeige des Gerätes blinkt grün, bis der entsprechende PHDC-Treiber installiert und auf das Continua AHD oder den PC geladen ist. Sobald die Treiber vollständig geladen sind und das Gerät zum Übertragen von Daten bereit ist, leuchtet die LED permanent grün.

Verbinden des Geräts mit einem medizinischen System

Die Einbindung des Geräts in ein medizinisches System muss der Integrator zunächst die Risiken für Patienten, Bediener und Dritte identifizieren, analysieren und beurteilen. Änderungen, die nach der Geräteintegration am medizinischen System vorgenommen werden, können neue Risiken bergen und erfordern die Durchführung zusätzlicher Analysen. Folgende Änderungen am medizinischen System müssen beurteilt werden:

- Änderung der Systemkonfiguration
- Hinzufügen von Geräten zum System oder Abtrennen von Geräten vom System
- Update oder Aktualisierung von am System angeschlossenen Geräten

Die oben genannten Probleme, die durch vom Benutzer initiierte Systemänderungen auftreten können, gehören Fehler und Verlust der Daten.

HINWEISE:

- Wenn das Gerät über einen seriellen Anschluss mit anderen Geräten verbunden, müssen die Reinigungsanweisungen der einzelnen Geräte befolgt werden.
- Bestätigen, dass alle am Gerät angeschlossenen Gerätschaften für die Patientenumgebung geeignet sind.

Pflege und Wartung

Die Oberflächen mit einem weichen Tuch, das mit einer feinen Seifenlösung oder einer 10%-igen Bleichlösung befeuchtet ist, abwischen. Keine unverdünnten Bleichmittel oder andere als hier empfohlene Reinigungsmittel verwenden, da diese unheilbare Schäden verursachen könnten. Mit einem weichen Tuch abtrocknen und an der Luft trocknen lassen.

Technische Daten

Temperatur:
Betrieb: -20 °C bis 50 °C
Lagerung/Transport: -40 °C bis 70 °C
Luftfeuchtigkeit:
Betrieb: 10 bis 90% nicht kondensierend
Lagerung/Transport: 10 bis 95% nicht kondensierend
Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der ISO 10993 Richtlinie, Biologische Auswertung medizinischer Geräte Teil 1: Auswertung und Prüfung.

Garantie

90 Tage ab Lieferdatum.
www.nonin.com/warranty

Istruzioni per l'uso—Italiano

Adattatore di interfaccia USB modello 1000USB-C

Indicazioni per l'uso

L'adattatore di interfaccia Nonin 1000USB-C è stato concepito per la connessione dei pulsometri palmari Nonin a un dispositivo di hosting di applicativi (AHD) compatibile con Continua o a personal computer (PC). La trasmissione dei dati dal pulsometro avviene quando il dispositivo di hosting è un AHD Continua Certified™ o quando il PC è compatibile con la norme ISO/IEE 11073-10404:2010 (Specializzazione dispositivo - pulsometro).

Avvertenze

- Per evitare il rischio di folgorazione del paziente o del operatore, la configurazione del dispositivo deve essere eseguita nell'ordine elencato di seguito.
- Per evitare il rischio di folgorazione del paziente e/o dell'operatore, non toccare simultaneamente il paziente e i pin di scarica elettrica al paziente o al operatore.
- Le apparecchiature accessorie collegate alle interfacce analogiche e digitali devono essere conformi ai rispettivi standard IEC (ad esempio, IEC 60950 per le apparecchiature di elaborazione dati, IEC 61010-1 per le apparecchiature di laboratorio e IEC 60601-1 per le apparecchiature mediche).
- Allo scopo di evitare problemi di funzionamento e/o lesioni al paziente, prima dell'uso controllare la compatibilità del monitor, dei sensori e degli accessori.
- Per evitare lesioni al paziente, usare esclusivamente accessori di marca Nonin.

Nota: Per ulteriori controindicazioni, avvertenze e precauzioni, fare riferimento al manuale d'uso del pulsometro palmare Nonin.

Note:

- L'adattatore di interfaccia 1000USB-C è progettato per l'uso con tutti i pulsometri palmari Nonin.
- L'adattatore di interfaccia 1000USB-C può essere usato solo per l'acquisizione di dati in tempo reale. Attualmente, non viene supportata la funzione di riproduzione della memoria Nonin.
- La responsabilità relativa al dispositivo di hosting di applicativi (AHD) o al PC, all'applicazione AHD e al corrispondente driver host USB di classe PHDC ricade sul fornitore AHD. Per informazioni sul supporto di questi prodotti, rivolgersi al fornitore AHD.
- Questo dispositivo non segnala gli eventuali problemi di connessione con il dispositivo AHD Continua o il PC.
- Altri utenti e/o pazienti devono segnalare gli eventi avversi correlati al dispositivo Nonin a Nonin Medical, Inc. e all'autorità competente dello Stato membro dell'UE in cui l'utente e/o il paziente sono stabiliti, se applicabile.
- La vita utile stimata del dispositivo è di 1 anno.

Simboli:

Simbolo	Definizione del simbolo
	Vedere le istruzioni per l'uso.
	Seguire le istruzioni per l'uso.
	Marchio CE indicante la conformità dell'apparecchiatura a tutte le direttive applicabili, inclusa la direttiva della Comunità Europea n. 93/42/CEE concernente i dispositivi medici.
	Parle applicata di tipo BF
	Indica la necessità di garantire la raccolta rifiuti differenziata per le apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
	Protezione da caduta verticale di acqua con infiltrazione dell'involucro fino a 15 gradi e contro l'ingresso di oggetti estranei solidi con diametro superiore o uguale a 2,5 mm, in base a IEC 60529.
	Il marchio Continua Certified™ indica che, in seguito a test, è stata confermata l'interoperabilità di questo prodotto con altri prodotti recanti il simbolo "Continua Certified™".
	Connettore della porta USB
	Dispositivo medico
	Importatore
	Identificatore univoco del dispositivo
	Paese di produzione
	Produttore
	Data di produzione
	Numero di lotto
	Numero di serie
	Quantità
	Numero di catalogo
	Rappresentante autorizzato per la Comunità Europea.
	Maneggiare con cura
	Mantenere asciutto
	Gamma di temperature di conservazione/spedizione

Configurazione:

- Configurare il dispositivo AHD Continua o il PC in base alle istruzioni del fornitore AHD Continua.
- Collegare il connettore del sensore sul pulsometro alla porta dell'adattatore con la dicitura "Oximeter" (1).
- Collegare il sensore alla porta dell'adattatore con la dicitura "Sensor" (2).
- Collegare la porta "→←" dell'adattatore (3) alla porta USB sul dispositivo AHD Continua o sul PC.
- Acquisire i dati da un pulsometro Continua Certified™ seguendo le istruzioni del fornitore AHD Continua.

Il LED sull'unità diventa verde e lampeggia fino all'installazione e al caricamento del driver PHDC appropriato sul dispositivo AHD Continua o sul PC. Dopo il caricamento senza errori del driver e quando l'unità è pronta a trasferire dati, il LED si accende fisso e rimane verde.

Connessione del dispositivo a un sistema medico

L'inclusione del dispositivo in un sistema medico richiede che l'integratore identifichi, analizi e valuti i rischi per i pazienti, gli operatori ed eventuali terzi. L'effettuazione di modifiche al sistema medico dopo l'integrazione del dispositivo potrebbe creare nuovi rischi e deve essere oggetto di ulteriori analisi. Le modifiche al sistema medico che devono essere valutate includono:

- modifica della configurazione del sistema
- aggiunta o sottrazione di dispositivi al sistema
- aggiornamento o potenziamento delle apparecchiature collegate al sistema

In caso di modifiche apportate al sistema da parte dell'utente, gli eventuali problemi che ne derivano possono includere il danneggiamento o la perdita dei dati.

NOTE:

- Quando si usa la porta seriale per collegare il dispositivo a un'altra apparecchiatura, seguire le istruzioni per la pulizia di ciascun dispositivo.
- Verificare che tutte le apparecchiature collegate al dispositivo siano adatte all'ambiente in cui si trova il paziente.

Cura e manutenzione

Pulire il dispositivo con una salvietta morbida inumidita con detergente neutro o una soluzione di candeggina e acqua in proporzione 1:10. Per evitare danni irreparabili, non usare candeggina pura o soluzioni di pulizia diverse da quelle consigliate in questo documento. Assicurarsi con una pezza morbida o aerea.

Specifiche

Temperatura:
Esercizio: da -20 °C a 50 °C
Immagazzinaggio/trasporto: da -40 °C a 70 °C
Umidità:
Esercizio: dal 10% al 90% senza condensa
Immagazzinaggio/trasporto: 10% a 95% senza condensa
Questo prodotto è conforme alla norma ISO 10993, Validazione biologica dei dispositivi medici – Parte 1: Validazione e ensays.

Garanzia

90 giorni dalla data di consegna.
www.nonin.com/warranty

Instrucciones de uso—Español

Adaptador de interfaz USB modelo 1000USB-C

Indicaciones de uso

El adaptador de interfaz modelo 1000USB-C de Nonin está diseñado para conectar los pulsómetros de mano de Nonin a un dispositivo host de aplicación (AHD) en conformidad con Continua o a un ordenador personal (PC). Los datos se transfieren entre el pulsómetro y el AHD Continua o PC al utilizar este producto con un AHD Continua Certified™ o un PC compatible con ISO/IEE 11073-10404:2010 (Especialización de dispositivo - pulsómetro).

Advertencias

- La configuración del dispositivo se debe llevar a cabo en el orden que figura a continuación para evitar el riesgo de descarga eléctrica al paciente o al operador.
- El operador no debe tocar simultáneamente al paciente y las clavijas accesibles en el accesorio, a fin de evitar el riesgo de descarga eléctrica al paciente o al operador.
- El equipo accesorio conectado a las interfaces analógica y digital debe cumplir con las normas respectivas IEC armonizadas a nivel nacional (es decir, IEC 60950 para equipos de procesamiento de datos, IEC 61010-1 para equipos de laboratorio y IEC 60601-1 para equipo médico).
- Para evitar la contaminación inadecuada y/o lesiones al paciente, verifique la compatibilidad del monitor, los sensores y los accesorios antes de utilizarlos.
- Para evitar que se lesionen el paciente, utilice únicamente accesorios de marca Nonin.

Nota: Consulte el manual del operador del pulsómetro de mano de Nonin para ver contraindicaciones, advertencias y precauciones adicionales.

Notas:

- El adaptador de interfaz 1000USB-C está diseñado para utilizarse con todos los pulsómetros de mano de Nonin.
- El adaptador de interfaz 1000USB-C puede utilizarse para recopilar datos en tiempo real solamente. Actualmente no se admite la característica de reproducción de memoria Nonin.
- El dispositivo host de aplicación (AHD) o PC, la aplicación de AHD y el controlador correspondiente de host USB de clase PHDC (Personal Health Device Class) son responsabilidad del vendedor de AHD. Póngase en contacto con el vendedor de AHD para obtener asistencia técnica sobre estos productos.
- Este dispositivo no indica problemas de conexión asociados con el AHD Continua o PC.
- Los usuarios o pacientes deben comunicar los eventos adversos relacionados con su dispositivo Nonin a Nonin Medical, Inc. y a la autoridad competente del Estado miembro de la UE al que pertenece el usuario o paciente, si corresponde.
- La vida útil prevista del dispositivo es de 1 año.

Simbolos:

Simbolo	Definición del símbolo
	Consultar las instrucciones de uso.
	Signa las instrucciones de uso.
	A Marca CE indica cumplimiento con todas las directivas aplicables, incluyendo la directiva n.º 93/42/CEE de la CE referente a dispositivos médicos.
	Pieza aplicada tipo BF

